

Combitips® advanced, Eppendorf®

Ref.: EPPENDENDORF.00300 | Categoría: Dosificadores de repetición








Descripción






















Optimice sus flujos de trabajo que implican placas o largas series de otros recipientes con las puntas de dispensador Combitips advanced y pipeteo de forma exacta y precisa líquidos tanto viscosos como volátiles. Estas puntas de pipeta de desplazamiento positivo son la opción de consumible para todas las pipetas de dispensador múltiple Multipette® de Eppendorf y ofrecen gran variedad de ventajas en comparación con su predecesora Combitips plus. Disponibles en nueve tamaños de volumen (0,1 mL–750 mL), las Combitips advanced tienen un máximo rango de volúmenes de dispensación con incrementos de tan solo 100 nanolitros en función del modelo de Multipette utilizado.

eppendorf

Especificaciones técnicas

Referencia		Descripción	Volumen	Grado de pureza
0030089405		Combitips® advanced, Eppendorf®	0,1 ml	Eppendorf Quality™
0030089618		Combitips® advanced, Eppendorf®	0,1 ml	Biopur®
0030089766		Combitips® advanced, Eppendorf®	0,1 ml	PCR clean
0030089413		Combitips® advanced, Eppendorf®	0,2 ml	Eppendorf Quality™
0030089626		Combitips® advanced, Eppendorf®	0,2 ml	Biopur®
0030089774		Combitips® advanced, Eppendorf®	0,2 ml	PCR clean
0030089421		Combitips® advanced, Eppendorf®	0,5 ml	Eppendorf Quality™
0030089634		Combitips® advanced, Eppendorf®	0,5 ml	Biopur®
0030089782		Combitips® advanced, Eppendorf®	0,5 ml	PCR clean
0030089430		Combitips® advanced, Eppendorf®	1,0 ml	Eppendorf Quality™
0030089642		Combitips® advanced, Eppendorf®	1,0 ml	Biopur®

Referencia		Descripción	Volumen	Grado de pureza
0030089790		Combitips® advanced, Eppendorf®	1,0 ml	PCR clean
0030089855		Combitips® advanced, Eppendorf®	1,0 ml	Forensic DNA Grade
0030089448		Combitips® advanced, Eppendorf®	2,5 ml	Eppendorf Quality™
0030089650		Combitips® advanced, Eppendorf®	2,5 ml	Biopur®
0030089804		Combitips® advanced, Eppendorf®	2,5 ml	PCR clean
0030089863		Combitips® advanced, Eppendorf®	2,5 ml	Forensic DNA Grade
0030089456		Combitips® advanced, Eppendorf®	5 ml	Eppendorf Quality™
0030089669		Combitips® advanced, Eppendorf®	5 ml	Biopur®
0030089812		Combitips® advanced, Eppendorf®	5 ml	PCR clean
0030089871		Combitips® advanced, Eppendorf®	5 ml	Forensic DNA Grade
0030089464		Combitips® advanced, Eppendorf®	10 ml	Eppendorf Quality™
0030089677		Combitips® advanced, Eppendorf®	10 ml	Biopur®

Referencia		Descripción	Volumen	Grado de pureza
0030089820		Combitips® advanced, Eppendorf®	10 ml	PCR clean
0030089472		Combitips® advanced, Eppendorf®	25 ml	Eppendorf Quality™
0030089685		Combitips® advanced, Eppendorf®	25 ml	Biopur®
0030089839		Combitips® advanced, Eppendorf®	25 ml	PCR clean
0030089480		Combitips® advanced, Eppendorf®	50 ml	Eppendorf Quality™
0030089693		Combitips® advanced, Eppendorf®	50 ml	Biopur®
0030089847		Combitips® advanced, Eppendorf®	50 ml	PCR clean