

Filtros de jeringa de Ésteres mixtos de celulosa SCE, CHMLAB®

Ref.: CHM.SCE | Categoría: Filtros de jeringa

Descripción



Las unidades SCE contienen membranas de ésteres mixtos de celulosa (MCE). Estas unidades de filtro de jeringa CHM® están fabricados para una filtración rápida con elevados índices de flujo, principalmente para clarificación acuosa y captura de partículas. Se suministran principalmente en dos tamaños de poro diferentes, 0,2 y 0,45 µm (otros tamaños de poro disponibles bajo pedido), y en dos diámetros: 13 y 25 mm.

Features:

Hydrophilic
High binding capacity
High flow rates
Uniform pore structure

Applications:

Filtration of aqueous & organic solutions
Chromatography
Clarification
Analytical sample preparation
Tissue culture media sterilization



Especificaciones técnicas

Referencia	Poro (µm)	Ø(mm)	Esterilidad	Presentación	Env.
SCE020015K-S	0.2	15	Sí	Box 50	1
SCE020015Q	0.2	15	No	Box 500	1
SCE020025K-S	0.2	25	Sí	Box 50	1
SCE020025H	0.2	25	No	Box 100	1
SCE045015K-S	0.45	15	Sí	Box 50	1
SCE045015Q	0.45	15	No	Box 500	1
SCE045025K-S	0.45	25	Sí	Box 50	1
SCE045025H	0.45	25	No	Box 100	1