

## Filtros de jeringa de PVDF, Jet BIOFIL®



Ref.: JETBIOFIL.FPV | Categoría: Filtros de jeringa

### Descripción

Filtro de jeringa membrana PVDF (polivinilideno Fluoruro). Útiles para preparación, esterilización y purificación de volúmenes pequeños de muestras, medios de cultivo, etc.

Tamaño de poro de 0,1 um para eliminación de virus.

El filtro PVDF se usa habitualmente en aplicaciones universales para procedimientos analíticos, filtración química y filtración de bebidas

### Especificaciones técnicas

Referencia	Poro (?m)	Ø(mm)	Esterilidad	Presentación	Env.
FPV103013	0,10	13	Sí	Box 100	1
FPV103025	0,10	25	Sí	Box 45	1
FPV103030	0,10	30	Sí	Box 45	1
FPV203013	0,22	13	Sí	Box 100	1
FPV203025	0,22	25	Sí	Box 45	1
FPV203030	0,22	30	Sí	Box 45	1
FPV403013	0,45	13	Sí	Box 100	1
FPV403025	0,45	25	Sí	Box 45	1
FPV403030	0,45	30	Sí	Box 45	1
FPV123013	0,10	13	No	Box 100	1
FPV123025	0,10	25	No	Box 50	1
FPV123030	0,10	30	No	Box 50	1
FPV223013	0,22	13	No	Box 100	1
FPV223025	0,22	25	No	Box 50	1
FPV223030	0,22	30	No	Box 50	1
FPV423013	0,45	13	No	Box 100	1
FPV423025	0,45	25	No	Box 50	1
FPV423030	0,45	30	No	Box 50	1