

Embudo de decantación con llave de aguja, GLASSCO®

Ref.: 42612711 | Categoría: Embudos, Embudos de separación y adición

Descripción



- 1| En vidrio borosilicato 3.3
- 2| Con tapón de PE y llave de PTFE (Teflón)
- 3| Cumple con ISO 4800

Los embudos de separación o decantación, se usan generalmente para separar líquidos inmiscibles con diferente densidad. El líquido más pesado se sitúa en la parte inferior del embudo y puede ser drenado. Los embudos de separación se pueden usar también para añadir lentamente un reactivo en un proceso de reacción.



Especificaciones técnicas
