

Unidades de filtración, membrana de PES, estériles, JET BIOFIL™

Ref.: JETBIOFIL.FPE20 | Categoría: Unidades de filtración

Descripción



Los filtros de frasco al vacío proporcionan un diferencial de presión a través de una bomba de vacío, y se utilizan para la filtración a gran escala de líquidos de cultivo tisular y otras soluciones de laboratorio. El volumen de procesamiento de la muestra puede ser de hasta varios litros, mientras que la muestra filtrada puede almacenarse directamente en un frasco colector estéril. Estos productos son ideales para la filtración estéril de medios de cultivo, tampones y reactivos. Un juego completo de filtro de vacío se compone de una tapa de la copa superior, una copa superior, un conector, un filtro y una botella de depósito.



Especificaciones técnicas

Referencia	Ref. Fabricante	Poros (µm)	Volumen (ml)	Ø Membrana (mm)	Membrana	Esterilidad	Env
FPE204150	FPE204150	0,22	150	50	PES	Sí	12
FPE404150	FPE404150	0,45	150	50	PES	Sí	12
FPE204250	FPE204250	0,22	250	50	PES	Sí	12
FPE404250	FPE404250	0,45	250	50	PES	Sí	12
FPE204500	FPE204500	0,22	500	75	PES	Sí	12
FPE404500	FPE404500	0,45	500	75	PES	Sí	12
FPE204000	FPE204000	0,22	1000	91	PES	Sí	12
FPE404000	FPE404000	0,45	1000	91	PES	Sí	12