

Información para pedidos

Código	Tamaño de Poro (µm)	Diámetro (*) (mm)	Estéril	Cantidad/Caja
MCN065142T	0,65	142	NO	25
MCN065293T	0,65	293	NO	25
MCN080025H	0,8	25	NO	100
MCN080047H	0,8	47	NO	100
MCN080047H-S	0,8	47	SI	100
MCN080050H	0,8	50	NO	100
MCN080090T	0,8	90	NO	25
MCN080142T	0,8	142	NO	25
MCN080293T	0,8	293	NO	25
MCN120013H	1,2	13	NO	100
MCN120025H	1,2	25	NO	100
MCN120047H	1,2	47	NO	100
MCN120047H-S	1,2	47	SI	100
MCN120050H	1,2	50	NO	100
MCN120090T	1,2	90	NO	25
MCN120142T	1,2	142	NO	25
MCN120293T	1,2	293	NO	25
MCN300013H	3	13	NO	100
MCN300025H	3	25	NO	100
MCN300047H	3	47	NO	100
MCN300047H-S	3	47	SI	100
MCN300050H	3	50	NO	100
MCN300090T	3	90	NO	25
MCN300142T	3	142	NO	25
MCN300293T	3	293	NO	25
MCN500013H	5	13	NO	100
MCN500025H	5	25	NO	100
MCN500047H	5	47	NO	100
MCN500050H	5	50	NO	100
MCN500090T	5	90	NO	25
MCN500142T	5	142	NO	25
MCN500293T	5	293	NO	25
MCN800013H	8	13	NO	100
MCN800025H	8	25	NO	100
MCN800047H	8	47	NO	100
MCN800047H-S	8	47	SI	100
MCN800050H	8	50	NO	100
MCN800090T	8	90	NO	25
MCN800142T	8	142	NO	25
MCN800293T	8	293	NO	25

(*) Otros diámetros disponibles bajo pedido

2.1.3.2 MNW, MNB, MNG Filtros de membrana cuadrículados de nitrato de celulosa para análisis microbiológico

Membranas cuadrículadas de ésteres de celulosa mixtos, estériles y empaquetados individualmente, para el recuento de colonias en el control de calidad microbiológico de rutina. Son membranas listas para usar y ahorran tiempo de preparación.

El tamaño de la cuadrícula es de 3,1x3,1 mm.

Disponible en varios colores para asegurar el mejor contraste con las colonias a contar (blanco, negro y verde).

También disponible con bordes hidrofóbicos.

Las membranas de borde hidrofóbicas se utilizan principalmente en las soluciones de prueba de esterilidad que contienen antibióticos.



Información para pedidos

Código	Tamaño de Poro (μm)	Diámetro (mm)	Estéril	Cantidad/Caja
CHM® MNW - (Membranas blancas. Cuadrícula negra)				
MNW020047H-SG	0,2	47	SI	100
MNW020047M-SG	0,2	47	SI	1000
MNW020047H-G	0,2	47	NO	100
MNW020047R-SG (*)	0,2	47	SI	300
MNW045025H-SG	0,45	25	SI	100
MNW045047H-SG	0,45	47	SI	100
MNW045047M-SG	0,45	47	SI	1000
MNW045047H-G	0,45	47	NO	100
MNW045047R-SG (*)	0,45	47	SI	300
MNW065047H-SG	0,65	47	SI	100
MNW065047M-SG	0,65	47	SI	1000
MNW065047H-G	0,65	47	NO	100
MNW080047H-SG	0,8	47	SI	100
MNW080047M-SG	0,8	47	SI	1000
MNW080047H-G	0,8	47	NO	100
MNW080047R-SG (*)	0,8	47	SI	300
MNW120047H-SG	1,2	47	SI	100
MNW120047M-SG	1,2	47	SI	1000
MNW120047H-G	1,2	47	NO	100
MNW300047H-SG	3,0	47	SI	100
MNW300047M-SG	3,0	47	SI	1000
MNW800047H-SG	8,0	47	SI	100
MNW800047M-SG	8,0	47	SI	1000

Código	Tamaño de Poro (μm)	Diámetro (mm)	Estéril	Cantidad/Caja
CHM® MNB - (Membranas negras. Cuadrícula blanca) Para la detección de levaduras y mohos.				
MNB020047H-SW	0,2	47	SI	100
MNB020047M-SW	0,2	47	SI	1000
MNB045047H-SW	0,45	47	SI	100
MNB045047M-SW	0,45	47	SI	1000
MNB045047R-SW (*)	0,45	47	SI	300
MNB065047H-SW	0,65	47	SI	100
MNB065047M-SW	0,65	47	SI	1000
MNB065047R-SW (*)	0,65	47	SI	300
MNB080047H-SW	0,8	47	SI	100
MNB080047M-SW	0,8	47	SI	1000
MNB080047R-SW (*)	0,8	47	SI	300
Código	Tamaño de Poro (μm)	Diámetro (mm)	Estéril	Cantidad/Caja
CHM® MNG - (Membranas verdes. Cuadrícula verde oscuro) Para recuentos de colonias				
MNG045047H-SV	0,45	47	SI	100
MNG045047M-SV	0,45	47	SI	1000
Código	Tamaño de Poro (μm)	Diámetro (mm)	Estéril	Cantidad/Caja
CHM® MNW - (Membranas blancas. Cuadrícula verde) Para E. coli y coliformes				
MNW045047H-SV	0,45	47	SI	100
MNW045047M-SV	0,45	47	SI	1000
Código	Tamaño de Poro (μm)	Diámetro (mm)	Estéril	Cantidad/Caja
CHM® MNW - (Membranas blancas. Cuadrícula negra) Borde hidrofóbico rosa				
MNW020047H-SGP3 borde hidrofóbico 3 mm	0,2	47	SI	100
MNW020050H-SGP3 borde hidrofóbico 3 mm	0,2	50	SI	100
MNW045047H-SGP3 borde hidrofóbico 3 mm	0,45	47	SI	100
MNW045050H-SGP3 borde hidrofóbico 3 mm	0,45	50	SI	100
MNW045047H-SGP6 borde hidrofóbico 6 mm	0,45	47	SI	100

(*) Caja para dispensador de membrana. Compatible con dispensadores MILLIPORE y SARTORIUS. Información adicional para el dispensador de membrana MP001 CHM® en la página 100.