

KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT PIPETTEN COMPATIBILITY PIPETTES

ratiolab[®]
solutions for science

Deine Pipette - Unsere ratiolab[®] Pipettenspitzen
Your Pipette - Our ratiolab[®] pipet tips



RATIOLAB



SLAMED



GILSON



EPPENDORF



BRAND



THERMO FISHER



SARSTEDT



SOCOREX



IKA



BIOHIT



KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT PIPETTEN COMPATIBILITY PIPETTES



RATIOLAB

Modell & Volumen

Models & Volumes

Einkanal Ratiopetta Single Pipettes

8-Kanal Ratiopetta 8-channel Pipettes

12-Kanal Ratiopetta 12-channel Pipettes

Varianten Variations

im Beutel / in bag

im Rack / in rack

steril im Rack / sterile in rack

im Multitray / in multitray

Artikel Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

2500170 kristall Typ E 0,5–20 µl
2500190 kristall Typ G 0,1–10 µl
2100500 kristall XL 0,1–10 µl
2100600 gelb Typ E 1–200 µl
2400600 farblos Typ E 1–200 µl
2500160 gelb Typ uni 1–250 µl
2500163 farblos Typ uni 1–250 µl
2100553 Wide Bore 1–200 µl
2100610 blau Typ E 100–1200 µl
2400610 farblos Typ E 100–1200 µl
2400660 1250 µl
2100555 Wide Bore 100–1000 µl
2400650 Makro II 1000–5000 µl
2400653 Makro III 1000–5000 µl
1770010 aroject filter 0,1–10 µl (eco)
1770020 aroject filter 1–20 µl (eco)
1770100 aroject filter 1–100 µl (eco)
1770200 aroject filter 1–200 µl (eco)
1771000XL aroject filter 100–1000 µl (eco)

Artikel Nr.	0,1 - 2,5 µl	0,5 - 10 µl	2,0 - 20 µl	10 - 100 µl	20 - 200 µl	100 - 1000 µl	1000 - 5000 µl	0,5 - 10 µl	5,0 - 50 µl	50 - 300 µl	0,5 - 10 µl	5,0 - 50 µl	50 - 300 µl	Spitzenbild	Varianten
2500170	●	●						●			●				2500170; 2514172; 2554172; 2540172
2500190	●	●						●			●				2500190; 2514192; 2554192; 2540192
2100500		●						●			●				2100500; 2514502; 2554502; 2540502
2100600			●	●	●			●	●		●	●			2100600; 2114602; 2154602; 2140602
2400600			●	●	●			●	●		●	●			2400600; 2414602; 2454602; 2440602
2500160			●	●	●			●			●				2500160; 2514162; 2554162; 2540162
2500163			●	●	●			●			●				2500163; 2514163; 2554163; 2540163
2100553			●	●	●				●			●			2100553
2100610						●									2100610; 2114612; 2154612; 2140612
2400610						●									2400610; 2414612; 2454612; 2440612
2400660						●									2400660
2100555						●									2100555
2400650							●								2400650; 2410650; 2453650
2400653							●								2400653; 2410653; 2453653
1770010	●	●													1770010; (1720010)
1770020			●												1770020; (1720020)
1770100				●											1770100; (1720100)
1770200					●										1770200; (1720200)
1771000XL						●									1771000XL; (1721000XL)

- Spitzen sind kompatibel / tips are compatible
- kein Spitzenabwurf möglich / without tip ejection function

Die obige Kompatibilitätstabelle dient nur zur Orientierung. Ratiolab haftet nicht für technische Änderungen oder Änderungen an den aufgeführten Pipetten. Die Spezifikationen (= Präzision und Genauigkeit) sind nicht getestet.

The compatibility chart above is given for guidance. Ratiolab is not responsible for any technical modifications or changes made to the pipettes listed. The specifications (=inaccuracy and imprecision values) are not tested.

KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT PIPETTEN

COMPATIBILITY PIPETTES



SLAMED

Modell & Volumen

Models & Volumes

Einkanal Präzision Single Precision

0,1 - 2,5 µl
0,5 - 10 µl
2,0 - 20 µl
5,0 - 50 µl
10 - 100 µl
20 - 200 µl
100 - 1000 µl
500 - 5000 µl
1000 - 5000 µl

8-Kanal Präzision 8-channel Precision

0,5 - 10 µl
2,0 - 20 µl
5,0 - 50 µl
10 - 100 µl
20 - 200 µl
30 - 300 µl

12-Kanal Präzision 12-channel Precision

Varianten Variations

im Beutel / in bag
im Rack / in rack
steril im Rack / sterile in rack
im Multitray / in multitray

Artikel Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

2500170 kristall Typ E 0,5-20 µl
2500190 kristall Typ G 0,1-10 µl
2100500 kristall XL 0,1-10 µl
2100600 gelb Typ E 1-200 µl
2400600 farblos Typ E 1-200 µl
2500160 gelb Typ uni 1-250 µl
2500163 farblos Typ uni 1-250 µl
2100553 Wide Bore 1-200 µl
2100610 blau Typ E 100-1200 µl
2400610 farblos Typ E 100-1200 µl
2400660 1250 µl
2100555 Wide Bore 100-1000 µl
2400630 Makro 1000-5000 µl
2400655 Makro IV 1000-5000 µl
2400645 farblos 1000-10000 µl
1770010 aroject filter 0,1-10 µl (eco)
1770020 aroject filter 1-20 µl (eco)
1770100 aroject filter 1-100 µl (eco)
1770200 aroject filter 1-200 µl (eco)
1771000XL aroject filter 100-1000 µl (eco)

Artikel Nr.	0,1 - 2,5 µl	0,5 - 10 µl	2,0 - 20 µl	5,0 - 50 µl	10 - 100 µl	20 - 200 µl	100 - 1000 µl	500 - 5000 µl	1000 - 5000 µl	0,5 - 10 µl	2,0 - 20 µl	5,0 - 50 µl	10 - 100 µl	20 - 200 µl	30 - 300 µl	Varianten
2500170	●	●	●							●	●					2500170; 2514172; 2554172; 2540172
2500190	●	●	●							●	●					2500190; 2514192; 2554192; 2540192
2100500	●	●	●							●	●					2100500; 2514502; 2554502; 2540502
2100600			●	●	●							●	●	●	●	2100600; 2114602; 2154602; 2140602
2400600			●	●	●							●	●	●	●	2400600; 2414602; 2454602; 2440602
2500160			●	●	●							●	●	●	●	2500160; 2514162; 2554162; 2540162
2500163			●	●	●							●	●	●	●	2500163; 2514163; 2554163; 2540163
2100553			●	●	●							●	●	●	●	2100553
2100610							●									2100610; 2114612; 2154612; 2140612
2400610							●									2400610; 2414612; 2454612; 2440612
2400660							●									2400660
2100555							●									2100555
2400630								●								2400630; 2410630; 2453630
2400655								●								2400655; 2410630; 2453630
2400645									●							2400645
1770010	●	●	●							●	●					1770010; (1720010)
1770020			●	●	●							●	●	●	●	1770020; (1720020)
1770100			●	●	●							●	●	●	●	1770100; (1720100)
1770200				●	●							●	●	●	●	1770200; (1720200)
1771000XL							●									1771000XL; (1721000XL)

- Spitzen sind kompatibel / tips are compatible
- kein Spitzenabwurf möglich / without tip ejection funktion

Die obige Kompatibilitätstabelle dient nur zur Orientierung. Ratiolab haftet nicht für technische Änderungen oder Änderungen an den aufgeführten Pipetten. Die Spezifikationen (= Präzision und Genauigkeit) sind nicht getestet.

The compatibility chart above is given for guidance. Ratiolab is not responsible for any technical modifications or changes made to the pipettes listed. The specifications (=inaccuracy and imprecision values) are not tested.

KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT PIPETTEN COMPATIBILITY PIPETTES



GILSON

Modell & Volumen

Models & Volumes

Pipetman classic - Traditional Shaft P series

1 - 10 µl & 2 - 20 µl
10 - 100 µl
50 - 200 µl
100 - 1000 µl
1000 - 5000 µl
1000 - 10000 µl

Pipetman Ultra U series

1 - 10 µl
10 - 100 µl
20 - 200 µl
200 - 1000 µl
1000 - 5000 µl
1000 - 10000 µl

Pipetman neo

1 - 10 µl
2 - 20 µl
10 - 100 µl
20 - 200 µl
100 - 1000 µl

Varianten Variations

im Beutel / in bag

im Rack / in rack

steril im Rack / sterile in rack

im Multitray / in multitray

Artikel Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

2500170 kristall Typ E 0,5-20 µl
2500190 kristall Typ G 0,1-10 µl
2100500 kristall XL 0,1-10 µl
2100600 gelb Typ E 1-200 µl
2400600 farblos Typ E 1-200 µl
2500160 gelb Typ uni 1-250 µl
2500163 farblos Typ uni 1-250 µl
2100553 Wide Bore 1-200 µl
2100610 blau Typ E 100-1200 µl
2400610 farblos Typ E 100-1200 µl
2400660 1250 µl
2100555 Wide Bore 100-1000 µl
2400630 Makro 1000-5000 µl
2400655 Makro IV 1000-5000 µl
2400642 farblos 1000-10000 µl
2400645 farblos 1000-10000 µl
1770200 aroject filter 1-200 µl (eco)
1771000XL aroject filter 100-1000 µl (eco)

	1 - 10 µl & 2 - 20 µl	10 - 100 µl	50 - 200 µl	100 - 1000 µl	1000 - 5000 µl	1000 - 10000 µl	1 - 10 µl	10 - 100 µl	20 - 200 µl	200 - 1000 µl	1000 - 5000 µl	1000 - 10000 µl	1 - 10 µl	2 - 20 µl	10 - 100 µl	20 - 200 µl	100 - 1000 µl			
2500170; 2514172; 2554172; 2540172	●						●						●	●						
2500190; 2514192; 2554192; 2540192	●						●						●	●						
2100500; 2514502; 2554502; 2540502	●						●								●	●				
2100600; 2114602; 2154602; 2140602		●	●					●	●						●	●				
2400600; 2414602; 2454602; 2440602		●	●					●	●						●	●				
2500160; 2514162; 2554162; 2540162		●	●					●	●						●	●				
2500163; 2514163; 2554163; 2540163		●	●					●	●						●	●				
2100553		●	●							●					●	●				
2100610; 2114612; 2154612; 2140612				●						●							●			
2400610; 2414612; 2454612; 2440612				●						●							●			
2400660				●						●							●			
2100555				●						●							●			
2400630; 2410630; 2453630					●						●									
2400655; 2410630; 2453630					●						●									
2400642; 2410642; 2453642						●						●								
2400645						●						●								
1770200; (1720200)			●						●								●			
1771000XL; (1721000XL)				●						●							●			

- Spitzen sind kompatibel / tips are compatible
- kein Spitzenabwurf möglich / without tip ejection funktion

Die obige Kompatibilitätstabelle dient nur zur Orientierung. Ratiolab haftet nicht für technische Änderungen oder Änderungen an den aufgeführten Pipetten. Die Spezifikationen (= Präzision und Genauigkeit) sind nicht getestet.

The compatibility chart above is given for guidance. Ratiolab is not responsible for any technical modifications or changes made to the pipettes listed. The specifications (=inaccuracy and imprecision values) are not tested.

KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT PIPETTEN COMPATIBILITY PIPETTES



BRAND

Modell & Volumen

Models & Volumes

Transferpipette S

Transferpipette electronic

Varianten Variations

im Beutel / in bag

im Rack / in rack

steril im Rack / sterile in rack

im Multitray / in multitray

Artikel Nr. Item no.	Beschreibung Description
2500170	kristall Typ E 0,5-20 µl
2500190	kristall Typ G 0,1-10 µl
2100500	kristall XL 0,1-10 µl
2100600	gelb Typ E 1-200 µl
2400600	farblos Typ E 1-200 µl
2500160	gelb Typ uni 1-250 µl
2500163	farblos Typ uni 1-250 µl
2100553	Wide Bore 1-200 µl
2100610	blau Typ E 100-1200 µl
2400610	farblos Typ E 100-1200 µl
2400660	1250 µl
2100555	Wide Bore 100-1000 µl
2400620	Finntip 1000-5000 µl
2400642	farblos 1000-10000 µl
2400645	farblos 1000-1000 µl
1770010	aeroject filter 0,1-10 µl (eco)
1770020	aeroject filter 1-20 µl (eco)
1770100	aeroject filter 1-100 µl (eco)
1770200	aeroject filter 1-200 µl (eco)
1771000XL	aeroject filter 100-1000 µl (eco)

	0,5 - 10 µl	2 - 20 µl	10 - 100 µl	20 - 200 µl	100 - 1000 µl	500 - 5000 µl	1000 - 10000 µl	0,5 - 10 µl	2 - 20 µl	10 - 100 µl	20 - 200 µl	100 - 1000 µl	200 - 5000 µl		
●								●							2500170; 2514172; 2554172; 2540172;
●								●							2500190; 2514192; 2554192; 2540192
●								●							2100500; 2514502; 2554502; 2540502
	●	●	●						●	●	●				2100600; 2114602; 2154602; 2140602
	●	●	●						●	●	●				2400600; 2414602; 2454602; 2440602
	●	●	●						●	●	●				2500160; 2514162; 2554162; 2540162
	●	●	●						●	●	●				2500163; 2514163; 2554163; 2540163
	●	●	●						●	●	●				2100553
					●							●			2100610; 2114612; 2154612; 2140612
					●							●			2400610; 2414612; 2454612; 2440612
					●							●			2400660
					●							●			2100555
						●							●		2400620; 2410620; 2453620
							●								2400642; 2410642; 2453642
							●								2400645
●	●							●							1770010; (1720010)
	●								●						1770020; (1720020)
		●								●					1770100; (1720100)
			●								●				1770200; (1720200)
				●								●			1771000XL; (1721000XL)

- Spitzen sind kompatibel / tips are compatible
- kein Spitzenabwurf möglich / without tip ejection function

Die obige Kompatibilitätstabelle dient nur zur Orientierung. Ratiolab haftet nicht für technische Änderungen oder Änderungen an den aufgeführten Pipetten. Die Spezifikationen (= Präzision und Genauigkeit) sind nicht getestet.

The compatibility chart above is given for guidance. Ratiolab is not responsible for any technical modifications or changes made to the pipettes listed. The specifications (=inaccuracy and imprecision values) are not tested.

KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT PIPETTEN COMPATIBILITY PIPETTES



SARSTEDT

Modell & Volumen

Models & Volumes

Sarpette M Einkanal

Sarpette M 8-Kanal

Sarpette M 12-Kanal

Varianten Variations

im Beutel / in bag

im Rack / in rack

steril im Rack / sterile in rack

im Multitray / in multitray

Artikel Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

2500170	kristall Typ E 0,5–20 µl
2500190	kristall Typ G 0,1–10 µl
2100500	kristall XL 0,1–10 µl
2100600	gelb Typ E 1–200 µl
2400600	farblos Typ E 1–200 µl
2500160	gelb Typ uni 1–250 µl
2500163	farblos Typ uni 1–250 µl
2100553	Wide Bore 1–200 µl
2500180	farblos Typ ES 500–2500 µl
2400650	Makro II 1000–5000 µl
2400653	Makro III 1000–5000 µl
2400655	Makro IV 1000–5000 µl
2400640	Finntip 2000–10000 µl
2400642	farblos 1000–10000 µl
2400645	farblos 1000–10000 µl
1770010	aeroject filter 0,1–10 µl (eco)
1770200	aeroject filter 1–200 µl (eco)

Artikel Nr.	0,2 – 2 µl	0,5 – 10 µl	2 – 20 µl	10 – 100 µl	20 – 200 µl	100 – 1000 µl	500 – 5000 µl	1000 – 10000 µl	0,5 – 10 µl	20 – 200 µl	40 – 300 µl	0,5 – 10 µl	20 – 200 µl	40 – 300 µl	Varianten
2500170; 2514172; 2554172; 2540172	●								●			●			im Beutel / in bag
2500190; 2514192; 2554192; 2540192	●								●			●			im Rack / in rack
2100500; 2514502; 2554502; 2540502	●								●			●			steril im Rack / sterile in rack
2100600; 2114602; 2154602; 2140602				●	●					●	●		●	●	im Multitray / in multitray
2400600; 2414602; 2454602; 2440602				●	●					●	●		●	●	
2500160; 2514162; 2554162; 2540162				●	●					●	●		●	●	
2500163; 2514163; 2554163; 2540163				●	●					●	●		●	●	
2100553				●	●					●	●		●	●	
2500180	●														
2400650; 2410650; 2453650							●								
2400653; 2410653; 2453653							●								
2400655; 2410630; 2453630							●								
2400640; 2410640; 2453640								●							
2400642; 2410642; 2453642								●							
2400645								●							
1770010; (1720010)	●								●			●			
1770200; (1720200)				●											

- Spitzen sind kompatibel / tips are compatible
- kein Spitzenabwurf möglich / without tip ejection function

Die obige Kompatibilitätstabelle dient nur zur Orientierung. Ratiolab haftet nicht für technische Änderungen oder Änderungen an den aufgeführten Pipetten. Die Spezifikationen (= Präzision und Genauigkeit) sind nicht getestet.

The compatibility chart above is given for guidance. Ratiolab is not responsible for any technical modifications or changes made to the pipettes listed. The specifications (=inaccuracy and imprecision values) are not tested.

KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT PIPETTEN COMPATIBILITY PIPETTES



IKA

Modell & Volumen

Models & Volumes

Variables Volumen

0,1 - 2 µl
0,5 - 10 µl
2 - 20 µl
10 - 100 µl
20 - 200 µl
100 - 1000 µl
500 - 5000 µl
1000 - 10000 µl

Fixes Volumen

5 & 10 µl
20 µl
25, 50 & 100 µl
200 µl
250, 500 & 1000 µl

Mehrkanal 8/12-Kanal

0,5 - 10 µl
10 - 100 µl
20 - 200 µl

Varianten Variations

im Beutel / in bag

im Rack / in rack

steril im Rack / sterile in rack

im Multitray / in multitray

Artikel Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

2500170 kristall Typ E 0,5-20 µl
2500190 kristall Typ G 0,1-10 µl
2100500 kristall XL 0,1-10 µl
2100600 gelb Typ E 1-200 µl
2400600 farblos Typ E 1-200 µl
2500160 gelb Typ uni 1-250 µl
2500163 farblos Typ uni 1-250 µl
2100553 Wide Bore 1-200 µl
2100610 blau Typ E 100-1200 µl
2400610 farblos Typ E 100-1200 µl
2400660 1250 µl
2400630 Makro 1000-5000 µl
2400650 Makro II 1000-5000 µl
2400653 Makro III 1000-5000 µl
2400640 Finntip 2000-10000 µl
1770010 aroject filter 0,1-10 µl (eco)
1770020 aroject filter 1-20 µl (eco)
1770100 aroject filter 1-100 µl (eco)
1770200 aroject filter 1-200 µl (eco)
1771000XL aroject filter 100-1000 µl (eco)

Artikel Nr.	0,1 - 2 µl	0,5 - 10 µl	2 - 20 µl	10 - 100 µl	20 - 200 µl	100 - 1000 µl	500 - 5000 µl	1000 - 10000 µl	5 & 10 µl	20 µl	25, 50 & 100 µl	200 µl	250, 500 & 1000 µl	0,5 - 10 µl	10 - 100 µl	20 - 200 µl	Varianten
2500170	●								●					●			2500170; 2514172; 2554172; 2540172
2500190	●	●							●					●			2500190; 2514192; 2554192; 2540192
2100500	●	●							●					●			2100500; 2514502; 2554502; 2540502
2100600			●	●	●					●	●	●			●	●	2100600; 2114602; 2154602; 2140602
2400600			●	●	●					●	●	●			●	●	2400600; 2414602; 2454602; 2440602
2500160			●	●	●					●	●	●			●	●	2500160; 2514162; 2554162; 2540162
2500163			●	●	●					●	●	●			●	●	2500163; 2514163; 2554163; 2540163
2100553			●	●	●					●	●	●			●	●	2100553
2100610						●							●				2100610; 2114612; 2154612; 2140612
2400610						●							●				2400610; 2414612; 2454612; 2440612
2400660						●							●				2400660
2400630							●										2400630; 2410630; 2453630
2400650							●										2400650; 2410650; 2453650
2400653							●										2400653; 2410653; 2453653
2400640								●									2400640; 2410640; 2453640
1770010	●	●							●					●			1770010; (1720010)
1770020			●						●					●			1770020; (1720020)
1770100			●	●						●	●				●	●	1770100; (1720100)
1770200			●	●	●					●	●	●			●	●	1770200; (1720200)
1771000XL						●							●				1771000XL; (1721000XL)

- Spitzen sind kompatibel / tips are compatible
- kein Spitzenabwurf möglich / without tip ejection funktion

Die obige Kompatibilitätstabelle dient nur zur Orientierung. Ratiolab haftet nicht für technische Änderungen oder Änderungen an den aufgeführten Pipetten. Die Spezifikationen (= Präzision und Genauigkeit) sind nicht getestet.

The compatibility chart above is given for guidance. Ratiolab is not responsible for any technical modifications or changes made to the pipettes listed. The specifications (=inaccuracy and imprecision values) are not tested.

