

# Solución lavaojos PH neutro, para neutralización de ácidos, 200ml

Ref.: 145541W | Categoría: Lavaojos

## Descripción

### Descripción del producto



- Botella lavaojos de **200 ml** fabricada en PE.
- Con **solución estéril de fosfato al 4,9%**.
- Corta el avance de la quemadura química que producen sustancias cáusticas (ácidos, bases, sosa, limpiadores, desengrasantes, cloro, etc.).
- Se recomienda enjuagar posteriormente el ojo con una botella de solución salina Plum para arrastrar la sustancia neutralizada y recuperar la salinidad natural del ojo.
- Manguito ergonómico ocular con orificios de evacuación de flujo y tapa antisuciedad.
- **Válvula reguladora** de caudal.
- Autonomía: 2 min. aprox.
- Caducidad: 3 años aprox.
- Compatible con estaciones Plum.
- Etiquetado CE y según norma EN1041 y EN 980.
- Cumple con la **normativa UNE EN 15154-4**.



## Especificaciones técnicas

Referencia	Producto
145541W	Solución lavaojos PH neutro, para neutralización de ácidos, 200ml