

Dispensador de botella LABMAX eco, WITEG®

Ref.: WITEG.5.370 | Categoría: Dispensadores para botellas

Descripción

Dispensar con LABMAX eco es económico y respetuoso con el medio ambiente. Este dispensador estándar se puede utilizar para casi todas las aplicaciones de dosificación de líquidos en el laboratorio y tiene un precio especialmente Económico. ¡Utilice el “modo reciclaje” para una purga y drenaje de aire ECOLÓGICO sin pérdida de reactivo!

En un vistazo:



- Instrumento de precisión de alta calidad, fabricado en Alemania.
- Dispensador multiusos, compatibilidad química universal.
- Máxima exactitud y precisión, nuestros rangos de error son mejores que los requisitos de DIN EN ISO 8655-5.
- El precio más asequible de su clase.
- Sistema de pistón de desplazamiento directo, ideal para soluciones cristalinas.
- Robusto y estable, fabricado con materiales de alta calidad, por ejemplo, resortes de platino
- 0% de pérdida de reactivo por bombeo en circuito cerrado
- 100% libre de goteo gracias a nuestro exclusivo sistema antigoteo
- Bloque de válvulas giratorio de 360° para mayor seguridad
- Operación con una sola mano
- Flexible mediante el uso de diferentes adaptadores de botella
- Fácil de limpiar, completamente esterilizable en autoclave a 121°C
- Certificado individual y número de serie
- DE-M marcado según la ley de calibración alemana

LABMAX eco, tubo de aspiración, tubo de descarga, manual de instrucciones, certificado individual, número de serie, adaptador de rosca (2,5/5,0/10,0 ml: A25, A28, A45, S40 | 25,0/50,0/100,0 ml: A25, A28, A32/45, S40 | 250ml: A25, A28, A32/45, A38, S40)



Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Volumen	Rosca	División	Env.
5 370 001	LABMAX eco 0.25 - 2.5 ml - Adjustment knob	0.25 - 2.5 ml	GL32	0.05 ml	1
5 370 002	LABMAX eco 0,5 - 5 ml - Adjustment knob	0.5 - 5.0 ml	GL32	0.1 ml	1
5 370 003	LABMAX eco 1 - 10 ml - Adjustment knob	1.0 - 10.0 ml	GL32	0.2 ml	1
5 370 004	LABMAX eco 2.5 - 25 ml - Adjustment knob	2.5 - 25.0 ml	GL45	0.5 ml	1
5 370 005	LABMAX eco 5 - 50 ml - Adjustment knob	5.0 - 50.0 ml	GL45	1 ml	1
5 370 006	LABMAX eco 10 - 100 ml - Adjustment screw	10.0 - 100.0 ml	GL45	2 ml	1
5 370 007	LABMAX eco 25 - 250 ml - Adjustment screw	25.0 - 250.0 mL	GL45	5 mL	1