

## Combitips® advanced, Eppendorf®

Ref.: EPPENDENDORF.00300 | Categoría: Dosificadores de repetición

### Descripción

---



Optimice sus flujos de trabajo que implican placas o largas series de otros recipientes con las puntas de dispensador Combitips advanced y pipeteo de forma exacta y precisa líquidos tanto viscosos como volátiles. Estas puntas de pipeta de desplazamiento positivo son la opción de consumible para todas las pipetas de dispensador múltiple Multipette® de Eppendorf y ofrecen gran variedad de ventajas en comparación con su predecesora Combitips plus. Disponibles en nueve tamaños de volumen (0,1 mL–750 mL), las Combitips advanced tienen un máximo rango de volúmenes de dispensación con incrementos de tan solo 100 nanolitros en función del modelo de Multipette utilizado.

**eppendorf**

## Especificaciones técnicas

Referencia	Descripción	Volumen	Grado de pureza
0030089405	Combitips® advanced, Eppendorf®	0,1 ml	Eppendorf Quality™
0030089618	Combitips® advanced, Eppendorf®	0,1 ml	Biopur®
0030089766	Combitips® advanced, Eppendorf®	0,1 ml	PCR clean
0030089413	Combitips® advanced, Eppendorf®	0,2 ml	Eppendorf Quality™
0030089626	Combitips® advanced, Eppendorf®	0,2 ml	Biopur®
0030089774	Combitips® advanced, Eppendorf®	0,2 ml	PCR clean
0030089421	Combitips® advanced, Eppendorf®	0,5 ml	Eppendorf Quality™
0030089634	Combitips® advanced, Eppendorf®	0,5 ml	Biopur®
0030089782	Combitips® advanced, Eppendorf®	0,5 ml	PCR clean
0030089430	Combitips® advanced, Eppendorf®	1,0 ml	Eppendorf Quality™
0030089642	Combitips® advanced, Eppendorf®	1,0 ml	Biopur®
0030089790	Combitips® advanced, Eppendorf®	1,0 ml	PCR clean
0030089855	Combitips® advanced, Eppendorf®	1,0 ml	Forensic DNA Grade
0030089448	Combitips® advanced, Eppendorf®	2,5 ml	Eppendorf Quality™
0030089650	Combitips® advanced, Eppendorf®	2,5 ml	Biopur®
0030089804	Combitips® advanced, Eppendorf®	2,5 ml	PCR clean
0030089863	Combitips® advanced, Eppendorf®	2,5 ml	Forensic DNA Grade

Referencia	Descripción	Volumen	Grado de pureza
0030089456	Combitips® advanced, Eppendorf®	5 ml	Eppendorf Quality™
0030089669	Combitips® advanced, Eppendorf®	5 ml	Biopur®
0030089812	Combitips® advanced, Eppendorf®	5 ml	PCR clean
0030089871	Combitips® advanced, Eppendorf®	5 ml	Forensic DNA Grade
0030089464	Combitips® advanced, Eppendorf®	10 ml	Eppendorf Quality™
0030089677	Combitips® advanced, Eppendorf®	10 ml	Biopur®
0030089820	Combitips® advanced, Eppendorf®	10 ml	PCR clean
0030089472	Combitips® advanced, Eppendorf®	25 ml	Eppendorf Quality™
0030089685	Combitips® advanced, Eppendorf®	25 ml	Biopur®
0030089839	Combitips® advanced, Eppendorf®	25 ml	PCR clean
0030089480	Combitips® advanced, Eppendorf®	50 ml	Eppendorf Quality™
0030089693	Combitips® advanced, Eppendorf®	50 ml	Biopur®
0030089847	Combitips® advanced, Eppendorf®	50 ml	PCR clean