

# Electrodo pH/Temp, punta cónica, cuerpo PVDF, productos semisólidos, unión extraíble, HANNA

Ref.: HANNA.FC2053 | Categoría: Medidores de pH | Conductividad | TDS | ORP, Sondas y Accesorios

## Descripción



El electrodo de pH FC2053 Foodcare con sensor de temperatura incorporada, tiene un diseño único que lo distingue de otros electrodos de pH utilizados en la medición de alimentos, ya que cuenta con una funda extraíble que permite la limpieza de la referencia externa abierta.

- Protector extraíble para facilitar la limpieza
- Electrolito gel reemplazable HI9071
- Cuerpo de PVDF
- Sensor de temperatura incorporado

El electrodo de pH FC2053 se suministra con gel de relleno HI9071 (13 ml), Solución de almacenamiento HI70300S (25 ml), manual de instrucciones y certificado de calidad.



## Especificaciones técnicas

Referencia	Producto	Env
FC2053	Electrodo pH/Temp , punta cónica, cuerpo PVDF, productos semisólidos, unión extraíble 1 m cable Conector QDIN	1