


Armario estanco mixto con 2 botellas PLUM lavaojos DUO: PH neutro (500ml) + solución salina al 0,9% (1000ml)

Ref.: 145546W | Categoría: Lavaojos

Descripción

Descripción del producto



- Armario **con dos botellas DUO**.
- Armario **estanco de poliestireno** expandido de alta resistencia.
- **Botella 1000ml:**
 - Solución estéril de **clouro sódico al 0.9%**.
 - Para **accidentes con partículas, suciedad o sustancias no cáusticas**.
 - Enjuaga y reestablece la salinidad y el ph natural del ojo.
- **Botella 500ml:**
 - Con solución pH Neutral **de fosfato al 4,9%**.
 - Corta el avance de la quemadura química que producen sustancias cáusticas (ácidos, bases, sosa, limpiadores, desengrasantes, cloro, etc.).
 - Se recomienda enjuagar posteriormente el ojo con una botella de solución salina.
- Válvula reguladora de caudal.
- Autonomía: 7 minutos aprox.
- Caducidad: 3 años aprox.
- Incluye pictograma de uso y un espejo.
- Etiquetado según **norma EN1041 y EN 980**.

Especificaciones técnicas

| Referencia | Producto |
|------------|--|
| 145546W | Armario estanco mixto con 2 botellas PLUM lavaojos DUO: PH neutro (500ml) + solución salina al 0,9% (1000ml) |