

# Floculadores de laboratorio “Flocumatic”, SELECTA


Ref.: SELECTA.3008 | Categoría: Agitadores de varilla, Floculadores

## Descripción

Para la determinación de los agentes floculantes necesarios para conseguir la sedimentación.  
Regulación electrónica digital de la velocidad y del tiempo de funcionamiento.  
Nuevo sistema de iluminación.

### APLICACIONES

- Permite optimizar la adición de coagulantes y polielectrolitos para el tratamiento de aguas de superficie y residuales. Evaluación de la eficacia de un absorbente sobre agentes tóxicos.
- Sin transmisiones por correa.
- Por su potente par de giro permite agitar y mezclar sustancias de alta viscosidad.



### Características:

- Equipo de agitación de 4 ó 6 plazas que permite acoplar vasos hasta 1000 ml forma alta ó 2000 ml forma baja.
- Regulación electrónica digital de la agitación desde 15 a 200 r.p.m.
- De funcionamiento silencioso.
- Tiempo de funcionamiento regulable de 1 a 999 minutos o en continuo.
- Varillas agitadoras forma pala



## Especificaciones técnicas

Referencia	Posiciones	Características
3000820	4	<b>Size (WxLxH) (mm):</b> 700 x 230 x 520 <b>Controller:</b> Digital LCD <b>Speed:</b> 15-200 rpm <b>Capacity:</b> máx 4 x 1 L
3000822	6	<b>Size (WxLxH) (mm):</b> 990 x 230 x 520 <b>Controller:</b> Digital LCD <b>Speed:</b> 15-200 rpm <b>Capacity:</b> max. 6 x 1 L