

# Recipiente para congelación Nalgene Mr. Frosty®, ThermoFisher Scientific®

Ref.: THERMO.5100 | Categoría: Accesorios refrigeración y congelación

## Descripción



Diseñados para su uso con toda la gama de tubos de almacenamiento criogénico Thermo Scientific™ Nunc™ y Nalgene™, los contenedores de congelación Thermo Scientific™ Nalgene™ Mr. Frosty® permiten enfriar las muestras de forma sencilla y a la velocidad óptima para preservar las células.

- **Refrigeración óptima:** proporciona una velocidad de enfriamiento crítica y repetible de -1 °C/min, necesaria para la criopreservación y recuperación celular exitosa.
- **Fácil y práctico:** simplemente llénelo hasta la línea designada con alcohol isopropílico al 100 % y colóquelo en su congelador mecánico. Cada unidad está etiquetada con instrucciones gráficas paso a paso, lo que facilita la búsqueda de manuales o impresiones. Las muestras nunca tocan el alcohol, lo que minimiza el riesgo de que se desprendan las etiquetas o la impresión.
- **Flexibilidad:** con unidades e insertos disponibles para tubos de 1,0, 1,2, 1,8, 2,0, 3,6, 4,5 y 5,0 ml, el contenedor de congelación Mr. Frosty ofrece la mayor compatibilidad de tubos disponible. Tiene capacidad para 12 o 18 tubos.

**thermo**scientific

## Especificaciones técnicas

Referencia	Descripción	Número de tubos	Para tubos	Medidas ext. (Ø x Alt.) mm	Volumen Isopropyl Alcohol, mL	Env.
5100-0001	Para 81 viales de 1,8/2 ml (Ømáx. 12 mm)	18	1.0-2.0 mL	117 x 86	250	1
5100-0036	Para 100 viales de 1,8/2 ml (Ømáx. 12 mm)	12	3.6 ml	117 x 151	500	1
5100-0050		12	4.5-5.0 mL	117 x 151	500	1