

Termómetro impermeable HACCP con alarma y sonda permanente Senseca ECO 121-H

Ref.: SENSECA.E121H | Categoría: Termómetros

Descripción



El enfoque principal en el desarrollo de la línea ECO se centró en las funciones esenciales de la tecnología de medición.

Medición pura con énfasis en precisión, velocidad y fiabilidad, todo ello en una carcasa compacta que ofrece una impresionante relación precio/rendimiento.

Equipado con una carcasa higiénicamente fácil de limpiar y función de retención automática/temporizador optimizada para su uso en aplicaciones críticas de higiene (alimentación, laboratorio, farmacéutica) o para el monitoreo en sistemas de agua potable, por ejemplo, para prevenir la legionela.



Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Set-Option	Rango	Precisión	Resolución	An×F×Al	Sonda	Env
488157	ECO121-H-D 1 m silicone cable, -50 ... +230 °C permanent, short-time +250 °C	Device in carton box, batteries, manual, test protocol	-70 ... +250 °C (Standard) -200 ... +250 °C (-MB4 Option)	-20 ... +100 °C: ±0.1 K ±1 digit -70 ... +250 °C: ±0.2 % of value ±2 digit	0,1 °C	54×28×108 mm	Immersion probe AX 121-D3-L01S 150 mm, Ø3 mm, large handle up to 120°C, silicon cable	1
488158	ECO121-H-I3 1 m silicone cable, -50 ... +230 °C permanent, short-time +250 °C	Device in carton box, batteries, manual, test protocol	-70 ... +250 °C (Standard) -200 ... +250 °C (-MB4 Option)	-20 ... +100 °C: ±0.1 K ±1 digit -70 ... +250 °C: ±0.2 % of value ±2 digit	0,1 °C	54×28×108 mm	Insertion probe AX 121-I3-L01S 100 mm, Ø3 mm, large handle up to 120°C, silicon cable	1
488159	ECO121-H-K 1 m PTFE cable, -200...250 °C	Device in carton box, batteries, manual, test protocol	-70 ... +250 °C (Standard) -200 ... +250 °C (-MB4 Option)	-20 ... +100 °C: ±0.1 K ±1 digit -70 ... +250 °C: ±0.2 % of value ±2 digit	0,1 °C	54×28×108 mm	PTFE insertion probe GES21 100 mm, Ø 3 mm, large PTFE handle, PTFE cable, each max 250 °C	1
488160	ECO121-H-I1.5 1 m silicone cable, -50 ... +230 °C permanent, short-time +250 °C	Device in carton box, batteries, manual, test protocol	-70 ... +250 °C (Standard) -200 ... +250 °C (-MB4 Option)	-20 ... +100 °C: ±0.1 K ±1 digit -70 ... +250 °C: ±0.2 % of value ±2 digit	0,1 °C	54×28×108 mm	Fast insertion probe GF1T-E1.5 100 mm, Ø1.5 mm, compact silicon handle shorttime 250°C, permanent 230°C, silicon cable	1