

Matraces Erlenmeyer, PC, estériles, con fondo liso y tapón con venteo, JET BIOFILL™

Ref.: JETBIOFIL.TAB002 | Categoría: Frascos para cultivo

Descripción



Los matraces Erlenmeyer, la opción ideal para el cultivo de células en suspensión, se utilizan en el cribado de cepas microbianas industriales, pruebas de proliferación a gran escala y cultivos de semillas. También pueden utilizarse para la preparación de medios, mezclado, almacenamiento y otros fines. Son más rentables que los frascos de cultivo, las placas de Petri y los frascos de centrifuga.

Para el cultivo de líneas celulares con altos requerimientos de oxígeno, cultivos de células en suspensión y almacenamiento de muestras.

Sin tratamiento
Graduados
Esterilizados por irradiación gamma
Libres de DNasa y RNasa
Sin pirógenos

Rango de temperatura: de -80 °C a 121 °C



Especificaciones técnicas

Referencia	Volumen (ml)	Tapón	Esterilidad	Presentación
TAB002125	125	Venteo	Sí	24 Ud/embalaje
TAB002250	250	Venteo	Sí	12 Ud/embalaje
TAB002500	500	Venteo	Sí	12 Ud/embalaje
TAB002000	1000	Venteo	Sí	24 Ud/embalaje