

Raspadores de células, estériles, JET BIOFILL™

Ref.: JETBIOFIL.CSC011 | Categoría: Frascos para cultivo

Descripción



Raspadores celulares:

- * Las cuchillas del raspador pueden colocarse de forma flexible en paralelo o en perpendicular con respecto a los mangos, por lo que son adecuadas tanto para operaciones de raspado como de elevación
- * Hay varias especificaciones disponibles para satisfacer las necesidades de recuperación de células en diferentes recipientes de cultivo, desde placas de pocillos pequeños hasta matraces de cultivo de gran capacidad
- * Las cuchillas de TPE ofrecen una excelente flexibilidad, lo que permite un contacto uniforme con la superficie y minimiza el daño mecánico a las células
- * Los mangos de ABS son muy resistentes a la flexión y cuentan con ranuras antideslizantes para mejorar la estabilidad del agarre
- * Envueltos individualmente, esterilizados por irradiación, SAL 10-6
- * Libre de DNasa/RNasa, no pirogénico y no citotóxico



Especificaciones técnicas

Referencia	Esterilidad	Env
CSC011025	Sí	100
CSC011039	Sí	100